



南雪体检机对外数据转发 API帮助文档

1. 客户方需准备的设备检测数据接收接口

POST

有效

FORM-DATA

https://test.cn/api/receivedata

(由客户方提供的检测数据接收接口地址)

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
sex	string	true		性别，1：男；2：女
sys	string	true		高压
dia	string	true		低压
pul	string	true		心跳
ano	string	true		是否心律不齐。0：正常；1：心律不齐
spo2	string	true		血氧饱和度
glu	string	true		血糖
din	string	true		0：餐前，1：餐后
cho	string	true		胆固醇
tri	string	true		三油酸酯
uri	object	true		尿酸
imei	string	true		设备码
tel	string	false		设备小键盘键入的手机号
ctime	string	true		测量时间Unix时间戳，例如：1613615111

响应参数(Body)

● 200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	200

请求数据方式

① 表单提交 (multipart/form-data)

② json提交 (application/json)

示例:

```
{
  "sex": "1",
  "sys": "108",
  "dia": "67",
  "pul": "85",
  "ano": "0",
  "spo2": "96",
  "glu": "6.1",
  "din": "0",
  "cho": "3",
  "tri": "4",
  "uri": "305",
  "imei": "666888666888666",
  "tel": "18888882415",
  "ctime": "1613615111"
}
```

响应数据示例

```
{
  "code": 200
}
```

其他

相关数值单位

血压: mmHg
餐前血糖: mmol/L
尿酸: $\mu\text{mol/L}$
胆固醇: mmol/L
甘油三脂: mmol/L
血氧: %

关于接口数据转发失败重发

你方服务器接收异常的时候（我方没有收到数据传输成功的状态码code为200），
我方服务器会进行30次重发，
每间隔一分钟重发一次，
30次之后将不再重发这条数据